


Repose chrání pacienty na všech úrovních rizika

- ✓ **Velmi vysoké riziko**
- ✓ **Vysoké riziko**
- ✓ **Nízké riziko**



Jednoduché, ale klinicky účinné



Zdravotníci pracovníci, kteří se podílejí na léčbě a prevenci bércových vředů, se často potýkají s časovými omezeními, omezeními zdroji a rostoucím tlakem na rozpočet, což vše může mít dopad na výsledky léčby pacientů.

Repose® je řada reaktivních vzduchových, tlakově redistribučních a redukčních podpůrných povrchů s vysokou úrovní ponoření a obklopení. Kombinace unikátních materiálů a technologie Smart Valve Technology klinicky prokázala, že přináší statisticky významné výhody pro pacienty.

Na rozdíl od jiných statických vzduchových produktů a dynamických systémů snižuje systém Repose na základě randomizovaných kontrolních studií špičkový a průměrný tlak a trvale zajišťuje nízkou úroveň výskytu proleženin, a to v nákladově efektivním a snadno použitelném systému. ¹⁻⁵

Repose je indikován k prevenci proleženin u pacientů s velmi vysokým rizikem a k léčbě všech kategorií proleženin, pokud se používá jako součást balíčku péče. ¹⁻⁵

Odkazy

1. Beeckman et al. (2018) Multicentrická prospektivní randomizovaná kontrolovaná klinická studie zaměřená na porovnání účinnosti a nákladů statické vzduchové matrace a matrace se střídavým tlakem vzduchu pro prevenci tlakových vředů u vysoce rizikových obyvatel pečovatelských domů. International Journal of Nursing Studies, červen, <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.05.015>.
2. Van Leen, M. Hovius, S. Neyens, J. Hafens, R. Shols, J. (2011) Pressure relief, cold foam or static air? Jednocentrová, prospektivní, kontrolovaná randomizovaná klinická studie v nizozemském domově důchodců. Journal of Tissue Viability, (20), 30-34.
3. Beeckman et al. (2016) Statické vzduchové podpůrné plochy pro prevenci tlakových poranění. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2016;43(4):375-378
4. Van Leen et al. (2013) Odlehčení tlaku viskoelastickou pěnou nebo kombinovaným překrytím statickým vzduchem? A prospective, Crossover Randomized Clinical Trial in a Dutch Nursing Home. Wounds 2013;25(10):287-292
5. Poole M. (2009) Hodnocení dlouhodobé životnosti statických zařízení pro redistribuci tlaku plněných vzduchem v komunitním prostředí. Wounds UK.

* Překrytí matrace Repose Double při použití na pěnové matraci s vysokou specifikací 222 kg na pacienta.
* Dvojité matrace Repose při použití na pěnové matraci bez vysoké specifikace 139 kg na pacienta.

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:



Výrobce:



Další informace:

CLINIS CZ s.r.o.
T +420 725 816 623
Email: info@clinis-cz.com
www.clinis-cz.com

Produkty pro redistribuci reaktivního tlaku, prevenci vzniku a léčbu dekubitů všech kategorií
Klinicky ověřeno



Řešení pro péči o ležení

Řešení pro redistribuci tlaku pro jednolůžka a dvoulůžka. Funguje na principu ponoření a obklopení, čímž maximalizuje kontaktní plochu a okamžitě reaguje na pohyb pacienta.

Překryvná matrace Repose® nabízí:

- Přenosné řešení pro jednolůžka a dvoulůžka
- Vhodné pro použití v akutních i komunitních zařízeních.
- Prevence a léčba PU jako součást balíčku péče
- Tenký profil zvyšuje pohodlí pacienta
- Zajišťovací upínací popruhy, které se hodí pro celou řadu akutních i komunitních lůžek
- Kompatibilní pro použití na profilovaných lůžkách
- K dispozici jsou obaly Repose Refresh Cover a Repose PU Blue Cover, které chrání MO před poškozením a prodlužují životnost výrobku.



Repose® Mattress Overlay

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry	Hmotnostní limit
6101100 překryvná matrace	5015259 plná úhrada	D 1780mm x Š 770mm	222 kg
6011100 překryvná matrace 200 cm	5015260 plná úhrada	D 2000mm x Š 770mm	222 kg

Repose® Double Mattress Overlay

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry	Hmotnostní limit
6131100 překryvná dvojitá matrace	5015261 plná úhrada	D 1780mm x Š 1350mm	222 kg



Repose® Sada překryvné matrace a polštáře

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry	Hmotnostní limit
6121100	-	D 1780mm x Š 770mm D 450mm x Š 450mm	222 kg Matrace 139 kg Polštář



Repose® Trolley překryvná matrace pro vozík

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry	Hmotnostní limit
6601100	-	D 1780mm x Š 550mm	139 kg



Řešení pro péči o sezení

Polštář Repose Cushion a podsedák care-Sit redistribuují špičkový tlak u pacientů sedících na statických židlích vybavených područkami.



Repose® Cushion antidekubitní sedák

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry	Hmotnostní limit
6201100 antidekubitní sedák	-	D 450mm x Š 450mm	139 kg
6231110 antidekubitní sedák včetně potahu	5015264 plná úhrada	D 450mm x Š 450mm	139 kg



Repose® Care-Sit polštář s opěrkou s potahem

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry	Hmotnostní limit
6350001 polštář s opěrkou zad 400 mm s potahem	-	D 950mm x Š 400mm	139 kg
6351001 polštář s opěrkou zad 450 mm s potahem	-	D 950mm x Š 450mm	139 kg



Repose® Contur nabízí:

- Zajišťuje redistribuci tlaku od horní části těla až po ochranu prstů.
- Prevence a léčba PU jako součást balíčku péče.
- Tenký profil zvyšuje pohodlí pacienta
- Poskytuje nezávislou oporu zad, sedadla a nohou
- Zajišťovací retenční popruhy, které se hodí k řadě stoupacích polohovacích křesel
- Polyuretanový (PU) potah nabízí vyšší pohodlí pacienta a dodatečnou ochranu výrobku
- Lze dodatečně namontovat na stávající stoupací polohovací křesla

Repose contur je vhodný pro pacienty: Pro pacienty, kteří tráví značnou část času vsedě, a pro křehké a starší osoby.

Repose Contur je určen pro použití se stoupacími polohovatelnými křesly. K dispozici jsou také potahy pro překryvné matrace Repose, Contur, Care-Sit a Cushion.

Repose® Contur polštář s opěrkami pro polohovací křesla

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry	Hmotnostní limit
6310001	-	D 1760mm x Š 520mm	139 kg



Řešení pro péči o nohy

Chrániče nohou Repose, Wedge a Flex jsou navrženy tak, aby zcela odlehčily tlakům z paty a přerozdělily tlak na celé lýtko pacienta.



Repose® Foot Protector antidekubitní chrániče nohou a paty

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry	Hmotnostní limit
6511100 standard	5015268 Částečná úhrada	D 380mm x Š 200mm V 230mm	139 kg
6541100 Malý	5015269 Částečná úhrada	D 330mm x Š 200mm V 205mm	139 kg
6551100 Extra malý	5015270 Částečná úhrada	D 290mm x Š 200mm V 180mm	139 kg



Repose® Wedge klin

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry	Hmotnostní limit
6711100 klin	5015271 Částečná úhrada	D 690mm x Š 450mm	139 kg
6711111 klin s upínacím páskem	-	D 690mm x Š 450mm	139 kg



Řešení pro pediatrii



Překryvná matrace Repose Babytherm je matrace snižující tlak pro novorozenecká oddělení a je vhodná pro použití s většinou standardních inkubátorů, postýlek a ohřívačů.

Repose® Babytherm dětská hřejivá matrace

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry	Hmotnostní limit
6401100	-	D 760mm x Š 530mm	139 kg



Překrytí pro redistribuci tlaku pro jednolůžka a dvoulůžka. Funguje na principu ponoření a obklopení, čímž maximalizuje kontaktní plochu a okamžitě reaguje na pohyb pacienta.

Repose® Babynest dětská matrace do inkubátorů

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry	Hmotnostní limit
6801101	-	D 580mm x Š 330mm V 100mm	3 kg

Příslušenství




Modrý kryt Repose® nabízí:

Materiál potahu je tvarovatelný, polyuretanový, víceúčelový, odolný, neobsahuje latex, snadno se čistí a udržuje. Potahy Repose se snadno čistí v souladu s místními zásadami a lze je opakovaně používat pro více pacientů, čímž se prodlužuje životnost výrobku. Konvenční potah na zip s integrovanými potahovými chlopněmi pro snadné nasazování. Repose, snadný přístup k nafukovacímu ventilu a ochranu před vniknutím tekutin. K dispozici pro překryvnou matraci Repose i polštář Repose.

Repose® příslušenství

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry
6211100 Potah na polštář	-	D 520mm x Š 520mm
6211110 Potah matrace	-	D 1890mm x Š 890mm
6000001 Prodlužovací popruh	-	D 1000mm x Š 25mm



Repose® Flex kolenní podložka

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry	Hmotnostní limit
6750002 Standard	5015272 Částečná úhrada	D 500mm x Š 700mm V 90mm	139 kg
6750001 Malá	5015273 Částečná úhrada	D 460mm x Š 700mm V 90mm	139 kg
6750000 Extra Malá	5015274 Částečná úhrada	D 420mm x Š 700mm V 90mm	139 kg

Repose® Sole Protector chránič chodidla

Kód produktu	Kód ZP	Rozměry	Hmotnostní limit
6930001	5015275 Částečná úhrada	D 860mm x Š 370mm	139 kg